SPOT-Light[®] CISH[™] Hybridizer

Manual del usuario

Fecha de revision: 8 Septiembre 2005

Manual del usuario SPOT-Light[®] CISH[™] Hybridizer

PARA UTILIZAR EN DIAGNÓSTICO IN VITRO

Copyright 2005

Impreso en los EEUU

Índice de materias

ndice de materias					
Cómo utilizar este manual					
Sección 1					
Desembalaje e instalación	1				
Inspección del envase					
Comprobación del contenido					
					Conexión a la red eléctrica
Sección 2	2				
Visión general del sistema	2				
Principio y uso previsto					
Símbolos y definiciones	2				
Símbolos y definiciones (continuación)	3				
Abreviaturas mostradas en pantalla					
Indicadores audibles - NORMAL					
Indicadores audibles – ERROR	4				
Mensajes de error	4				
Sección 3					
Instrucciones de funcionamiento					
Apertura y cierre de la tapa					
Encendido de la unidad					
Ejecución de un programa de desnaturalización e hibridación	7				
Abortar programa en curso					
Instalación de los portaobjetos					
Tarjetas de control de la humedad					
Límites preestablecidos					
Sección 4					
Programación					
Perspectiva general					
Selección de caracteres					
Creación de un programa de desnaturalización e hibridación (Desnat &					
Creación de un programa sólo de hibridación (Sólo hib)					
Creación de un programa de temperatura fija (Temp Fija)					
Edición de un programa					
Sección 5					
Mantenimiento					
Perspectiva general					
Limpieza					
Reparaciones					
Solución de problemas					
Apéndice					
Apéndice A - Especificaciones	17				
Bibliografía					

Garantía de Invitrogen	. 19
Limitación de responsabilidades	

Cómo utilizar este manual

Este manual, junto con la información que figura en las etiquetas del producto, le facilitará toda la información necesaria para que pueda manejar y efectuar el mantenimiento de su SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer.

Las notas aparecen en cursiva para destacar la información. Cuando la información requiere una atención especial, junto al texto en cursiva aparece un símbolo de precaución.



Preste especial atención a las instrucciones que acompañan a las notas y símbolos, así como a las normas relativas a la práctica estándar de laboratorio vigentes en su centro y a las leyes de la administración local. La tabla siguiente muestra todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS del SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer.



ADVERTENCIA - Conecte el aparato a un conector de corriente adecuado con toma de tierra que suministre el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta con el número de serie.

PRECAUCIÓN - Desconecte el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer de la toma de corriente mural antes de efectuar el mantenimiento.

ADVERTENCIA – No exponga el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer a ácidos o bases concentrados o fuertes, ésteres, hidrocarburos aromáticos o halogenados, cetonas o agentes oxidantes fuertes.



PRECAUCIÓN – Con todas las muestras deberán observarse las precauciones universales, independientemente de que se conozca o no si una determinada muestra contiene algún agente infeccioso. (Consulte las referencias)



PRECAUCIÓN – Riesgo de descarga eléctrica: El aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Retirar la carcasa puede exponer a voltajes potencialmente letales. Consulte siempre con personal técnico cualificado.



PRECAUCIÓN - Superficie caliente: La superficie interna del aparato puede alcanzar ALTAS TEMPERATURAS, tenga precaución para evitar posibles quemaduras.



PRECAUCIÓN - No use toallitas de papel ni ninguna otra tarjeta de filtro en las ubicaciones de la tarjeta. Esto podría cambiar las condiciones de humedad y reducir la intensidad de la sonda, dando lugar a posibles resultados erróneos.

Utilice el sistema sólo para los fines previstos. El uso indebido del SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer o sus reactivos puede causar daños al sistema, producir resultados inexactos o anular la garantía.

Desembalaje e instalación

Inspección del envase

El SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer y sus accesorios se distribuyen en un envase de cartón. Si durante el transporte el aparato o sus accesorios han sufrido algún desperfecto, informe al distribuidor inmediatamente.

NOTA: Guarde el embalaje y demás componentes del embalaje para facilitar su devolución en caso de que sea preciso reparar la unidad.

Comprobación del contenido

El envase contiene:

Un SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer

Un cable eléctrico

Un Manual del usuario

Dos tarjetas de control de la humedad (Nuevo pedido # 76-2002 - QTY 10)

Instalación del sistema

- Coloque el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer en una superficie plana adecuada para equipos de laboratorio.
- 2. El Hybridizer incorpora un ventilador de aspiración situado en el fondo; compruebe que la entrada no está obstruida.
- 3. Compruebe que el Hybridizer esté situado al menos a 12" (30 cm) de la pared para permitir un correcto enfriamiento.
- 4. Coloque el Hybridizer al resguardo de la luz solar y de fuentes de frío o calor.
- Compruebe las condiciones de voltaje que se indican en la etiqueta con el número de serie del panel trasero del aparato.

Conexión a la red eléctrica

Conecte el aparato a un conector de corriente con toma de tierra que suministre el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta con el número de serie.

El interruptor principal de corriente está situado en el panel trasero del aparato, junto al bloque del cable de entrada de corriente.

Visión general del sistema

Principio y uso previsto

IVD

Para utilizar en diagnóstico *in vitro* para desnaturalización/hibridación en técnicas de CISH sobre portaobjetos.

El SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer es una placa calefactora de sobremesa con tapa, controlada por microprocesador. El Hybridizer puede almacenar hasta 40 programas y dispone de tres modos de funcionamiento, a temperatura fija, sólo hibridación o desnaturalización e hibridación, capacidad para doce portaobjetos y una temperatura máxima de 99°C. El aparato posee homologación UL / cUL y la marca CE.

Símbolos y definiciones

	Arriba	Desplaza el cursor hacia arriba; introduce un carácter A-Z para el nombre del programa
	Abajo	Desplaza el cursor hacia abajo; introduce un carácter A-Z para el nombre del programa
	Intro	Aceptar o Intro
	Retroceso	Desplaza el cursor hacia atrás o pantalla anterior
	Parada	Finaliza un programa en curso
8	0-9	Introduce valores numéricos para el tiempo, la temperatura o el nombre del programa
REF	Número de Producto/Referencia	Indica el número de producto y de catálogo del Invitrogen
\triangle	Precaución	Señal de precaución/advertencia, lea atentamente las instrucciones
*	Limitación de temperatura	Indica el rango de valores permitidos para su almacenamiento
EC REP	Representante de la CE	Representante autorizado de la Comunidad Europea
IVD	Para utilizar en diagnóstico in vitro	Indica que sólo debe usarse para diagnóstico in vitro

Símbolos y definiciones (continuación)

NON STERILE	No estéril	Indica que el producto no está esterilizado
SN	Número de serie	Indica el número de serie del aparato
$\bigcap_{\mathbf{i}}$	Consulte las instrucciones	Consulte el manual de instrucciones para una explicación más detallada
سا	Fabricado por	Indica el fabricante del dispositivo
Í	Descargas eléctricas	Indica el riesgo potencial de descargas eléctricas
&	Material de Riesgo Biológico	En todo momento deberán seguirse las precauciones universales
	Superficie a altas temperaturas	Tome precauciones para evitar quemaduras

Abreviaturas mostradas en pantalla

Abreviaturas mostradas en pantalla		
PGM	Programa	
Desnat & Hib	Desnaturalización e hibridación	
Temp desnat	Temperatura de Desnaturalización	
Tiemp Desnat	Tiempo de desnaturalización	
Temp hib	Temperatura de hibridación	
Tiempo hib	Tiempo de hibridación	
Sólo hib	Sólo hibridación	
Temp Fija/Fija	Temperatura fija	

Indicadores audibles - NORMAL

Un solo tono:	Todas las teclas admitidas.	
Dos tonos rápidos:	Tras aceptar un campo y el cursor se ha desplazado al siguiente.	
Cinco tonos:	Proceso completado.	

Indicadores audibles - ERROR

Tres tonos cortos:	Pulsación de teclas no admitidas o sin función.
Un pitido de tono bajo:	Intento de introducción de un valor fuera del rango aceptado.
Un tono continuo:	El aparato está funcionando fuera de los valores aceptables o se está presentando una situación anómala del programa. Apague el interruptor de corriente principal y rearranque. Si el tono continúa, interrumpa el trabajo y póngase en contacto con el servicio técnico.

Mensajes de error

Si el aparato no puede alcanzar la temperatura fijada tras 10 minutos de calentamiento, aparecerá un mensaje de error indicando al usuario que apague la unidad y lo notifique al servicio técnico. Se oirá un tono continuo.

¡ERROR DEL SISTEMA! ¡APAGUE LA UNIDAD! CONSULTE AL S. TÉCNICO

Si el aparato no puede determinar la temperatura, el software interrumpirá automáticamente el proceso de calentamiento. Aparecerá un mensaje de error indicando al usuario que apague la unidad y lo notifique al servicio técnico. Se oirá un tono continuo.

Si el aparato no puede alcanzar la temperatura fijada tras 10 minutos de calentamiento, aparecerá un mensaje de error indicando al usuario que apague la unidad y lo notifique al servicio técnico. Se oirá un tono continuo.

Situación de temperatura ambiente elevada:

El aparato intentará alcanzar las temperaturas de proceso establecidas. Sin embargo, si el ventilador de refrigeración no puede alcanzar dicha temperatura en 10 minutos, aparecerá un mensaje de error indicando al usuario que la temperatura ambiente es alta. Se oirá un tono continuo. El contador seguirá contando. Se mostrará la temperatura actual. Pulsando el botón "Stop", el usuario podrá abortar el proceso. Se mostrará una nueva pantalla preguntando al usuario si está seguro de abortar el proceso.

Sólo para hib.:

Espere, por favor

Enfriando para Hib --°C

Temp actual: --°C (El mensaje "¡Temperatura ambiente elevada!" parpadeará en esta línea)

Para temp. Fija:

Espere, por favor

Enfriando para Fija --°C

Temp actual: --°C (El mensaje "¡Temperatura ambiente elevada!" parpadeará en esta línea)

Mensaje de pantalla al abortar

```
¡¡ANULANDO!!
¿Está seguro?
No
Sí - Menú principal
```

Si la temperatura ambiente cambia durante un proceso y da lugar a que la temperatura de proceso establecida se modifique más allá de +/- 1°C durante más de 2 minutos, aparecerá un mensaje indicando al usuario que la temperatura ambiente es alta. Se oirá un tono continuo. El contador seguirá contando. Se mostrará la temperatura actual. Pulsando el botón "Stop", el usuario podrá abortar el proceso. Se mostrará una nueva pantalla preguntando al usuario si está seguro de abortar el proceso.

Sólo hib.:

```
PGM -- nombrexxxxxx

Hib en curso (El mensaje "¡Temperatura

ambiente elevada!" parpadeará en esta línea)

Hib --°C --:--

Temp actual: --°C
```

Temp. Fija:

```
PGM -- nombrexxxxx

Temp. Fija --°C (El mensaje
"¡Temperatura ambiente elevada!" parpadeará en
esta línea)
Restablecer temporizador 00:00:00
Finalizar PGM/Menú principal
```

Mensaje de pantalla al abortar el proceso

```
ANULANDO!!
¿Está seguro?
No
Sí - Menú principal
```

Si la temperatura ambiente cambia una vez que se ha completado un proceso, pero antes de que el usuario retire los portaobjetos y da lugar a que la temperatura de proceso establecida en el aparato se modifique más allá de +/- 1°C durante más de 2 minutos, aparecerá un mensaje indicando al usuario que la temperatura ambiente es alta. Se oirá un tono continuo. El contador seguirá contando. Se mostrará la temperatura actual. Pulsando el botón "Stop", el usuario podrá abortar el proceso. Se mostrará una nueva pantalla preguntando al usuario si está seguro de abortar el proceso.

Sólo hib.:

PGM -- nombrexxxxxx

PROCESO COMPLETO (El mensaje "¡Temperatura
ambiente elevada!" parpadeará en esta línea)
Tiempo total de hib --:-Finalizar PGM/Menú principal

Mensaje de pantalla al abortar el proceso

;;ANULANDO!! ¿Está seguro? No Sí - Menú principal

Nota: Si se han creado o editado 40 programas, el software borrará el modo "**Crear un PGM**" de la pantalla del menú principal. Esto sólo permitirá al usuario editar programas ya existentes.

Ejecutar un PGM Editar un PGM Temp actual: --°C

Instrucciones de funcionamiento

Apertura y cierre de la tapa



La placa puede estar caliente. Tenga precaución y compruebe la temperatura en la pantalla antes de manipular los portaobjetos. Si no se toman las precauciones necesarias se pueden producir quemaduras.



Unas depresiones situadas a ambos lados de la tapa permiten al usuario levantarla fácilmente hasta su posición. La tapa deberá ofrecer una cierta resistencia a abrirse. Para cerrarla, efectúe el proceso inverso. Compruebe que el frontal se ha bajado totalmente y que ningún tipo de obstrucción impide que la junta se cierre herméticamente sobre la base de la carcasa.

Encendido de la unidad

El interruptor principal del SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer e está situado en el panel trasero. Compruebe que la unidad esté conectada a una toma con conexión a tierra. Sitúe el interruptor en posición de encendido. El aparato emitirá un tono para anunciar que se ha conectado a la corriente. El Menú principal se demostrará cuando el instrumento ha alcanzado la temperatura predefinida de 37°C.

Indicadores del interruptor de corriente: I = ENCENDIDO O = APAGADO

Ejecutar un PGM Editar un PGM Crear un PGM Temp actual: 37°C

Ejecución de un programa de desnaturalización e hibridación

Encienda la unidad y espere que aparezca la pantalla de Menú principal. El cursor resaltará la línea "Ejecutar un PGM".

Pulse "Intro" para aceptar.

Con las teclas de cursor desplácese por los números de programa del 1 al 40. Si no se ha guardado ningún programa, consulte la sección de programación de este manual. Para aceptar pulse la tecla "Intro".

En la pantalla aparecerá confirmado el nombre/número del PGM y los tiempos y temperaturas de Desnat & Hib. El cursor resaltará la línea "**Ejecutar PGM**". Pulse la tecla "**Intro**" para aceptar.

Sólo hib.

PGM 02 EBV Hib: 55°C 01:30 Ejecutar PGM Menú principal Desnat & Hib

PGM 01 Her2 82°C :05; 45°C 20:00 Ejecutar PGM Menú principal Temp. Fija

PGM 03 Apl Fija: 65°C Ejecutar PGM Menú principal

En la pantalla se leerá "Añadir portaobjetos - cerrar tapa". Antes de colocar los portaobjetos, coloque dos tarjetas de control de la humedad en el interior de la tapa de los portas. Una vez colocadas las tiras sature con aqua destilada o equivalente (consulte **Tarjetas de control de la humedad).**

El cursor resaltará la línea "Comenzar". Pulse la tecla "Intro" para ejecutar el programa.

PGM 02 EBV Añadir portaobjetos -Cerrar tapa Comenzar Menú principal PGM 01 Her2 Añadir portaobjetos -Cerrar tapa Comenzar Menú principal

PGM 03 Apl Añadir portaobjetos -Cerrar tapa Comenzar Menú principal

(Para volver al menú principal, desplace el cursor hasta resaltar la línea "Menú principal" y pulse la tecla "Intro").

Desnaturalización e hibridación:

La pantalla indica la temperatura actual de los portaobjetos. Una vez que la temperatura alcanza el punto establecido para la desnaturalización, SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer emitirá dos tonos y comenzará a contar el tiempo de desnaturalización hasta el tiempo establecido.

PGM 01 Her2 Desnat en curso Desnat: 82°C 02:28 Temp actual: 82°C

El Hybridizer se enfriará automáticamente hasta alcanzar la temperatura de hibridación establecida una vez se haya completado la desnaturalización.

Espere, por favor Enfriando para Hib 45°C Temp actual: 58°C

El tiempo de hibridación empezará a contar hasta el tiempo establecido una vez que la temperatura alcanza el punto establecido para la hibridación.

Una vez completado el programa, SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer emitirá cinco tonos y la pantalla mostrará "PROCESO COMPLETADO". La temperatura de hibridación se mantendrá hasta que se acepte "Finalizar PGM/Menú principal" pulsando la tecla "Intro". Antes de pulsar la tecla "Intro", retire los portas para su procesado posterior. Si la opción "Finalizar PGM/Menú principal" no es aceptada antes de un minuto tras la finalización del programa, comenzará a contarse el tiempo total de hibridación a la temperatura de hibridación.

PGM 01 Her2 PROCESO COMPLETADO Tiempo total hib 21:05 Finalizar PGM/Menú principal

Sólo hibridación:

Una vez completado el programa, SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer emitirá cinco tonos y la pantalla mostrará "**PROCESO COMPLETADO**". La temperatura de hibridación se mantendrá hasta que se acepte "**Finalizar PGM/Menú principal**" pulsando la tecla "**Intro**". Antes de pulsar la tecla "Intro", retire los portas para su procesado posterior. Si la opción "**Finalizar PGM/Menú principal**" no es aceptada antes de un minuto tras la finalización del programa, comenzará a contarse el tiempo total de hibridación a la temperatura de hibridación.

PGM 02 EBV PROCESO COMPLETADO Tiempo total hib 02:15 Finalizar PGM/Menú principal

Temperatura fija:

La pantalla indica la temperatura actual de los portaobjetos.

Espere, por favor Calentado para fija: 65°C Temp actual: 30°C

Encienda la unidad y espere que aparezca la pantalla de Menú principal. El cursor resaltará la línea "Ejecutar un PGM".

El temporizador contará el tiempo transcurrido. (Pulsando la tecla "Intro" pondrá a cero el temporizador.)

PGM 03 Apl Temp. Fija: 65°C Restablecer temporizador 01:18:10 Finalizar PGM/Menú principal

Use las teclas de cursor para desplazarse hasta la línea "Finalizar PGM/Menú principal" y pulse la tecla "Intro" para aceptar).

Nota: Si se programa la temperatura ambiente, el ventilador continuará girando hasta que el programa sea abortado.

Nota: La temperatura puede aumentarse o disminuirse mientras la unidad está funcionando por medio de las teclas arriba/abajo desde la línea "**Temp. Fija**".

Abortar programa en curso

Para finalizar un programa en curso pulse la tecla "**Stop**"; se oirán tres tonos. Use las teclas de cursor para desplazarse hasta la línea "**Sí**" y pulse la tecla "**Intro**" para aceptar. (El programa continuará su curso hasta que se pulse "**Sí**" o "**No**".)

Nota: El SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer le preguntará "¿Está seguro?" Esta medida es para prevenir la interrupción accidental de un programa en curso.

¡¡ANULANDO!! ¿Está seguro? No Sí - Menú principal

El ventilador se pondrá en marcha. Si la temperatura del porta supera los 37°C, el ventilador enfriará hasta alcanzar los 37°C.

Instalación de los portaobjetos

La uniformidad de la temperatura en todo el calefactor no varía más de 1°C del punto fijado en cualquier ubicación de un portaobjetos. SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer permite instalar hasta un máximo de 12 portaobjetos. Cuando se le indique, simplemente levante la tapa y deposite los portaobjetos en su sitio. El lado esmerilado del portaobjetos deberá colocarse sobre el borde. Desplace el portaobjetos hacia la mitad de la placa hasta situar el borde en las posiciones marcadas en el espacio para los portas.

Compruebe que los portas se encuentran dentro del espacio habilitado para tal fin antes de cerrar la tapa.

Tarjetas de control de la humedad

Ubicadas en la tapa, estas tarjetas actúan evitando la evaporación de la muestra de los portas preparados. Para lograr los mejores resultados vierta 8-10 ml de destilado o deionized agua sobre cada tarjeta para el primer ciclo y reponga de 3 a 10 ml por cada nuevo ciclo para mantener la humedad. Las tarjetas se deben sustituir cada 1-2 semanas desde que ellos empeoran con el tiempo y el uso. En los periodos entre ciclos, la tapa deberá permanecer cerrada para mantener las tarjetas húmedas, sin embargo, si el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer permanece sin usarse durante más de 1 semana, retire las tiras, deséchelas y abra la tapa para secar la unidad. En el caso de que las tarjetas se sequen completamente, deberán ser desechadas y sustituidas. La tarjetas de repuesto pueden se adquiridas para usar con el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer.



Para sustituir las tarjetas, levante la tapa y retírelas. Deposite las tarjetas en sus ranuras correspondientes, de forma que las pestañas de la tapa sostengan las tarjetas.

PRECAUCIÓN -No use toallitas de papel ni ninguna otra tarjeta de filtro en los espacios destinados a las tarjetas. Esto podría cambiar las condiciones de humedad y reducir la intensidad de la sonda, dando lugar a posibles resultados erróneos.

Límites preestablecidos

Modo de programa	Rango de temperaturas	Límites temporizador
Desnaturalizar	50°C a 99°C	0-30 minutos
Hibridación	Temp ambiente: 30°C a 70°C	0-99 horas
Temp. Fija	Temp ambiente: 30°C a 99°C	0-99 horas

Programación

Perspectiva general

El SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer es capaz de almacenar 40 programas diferentes. Cada programa puede pertenecer a uno de estos tres grupos:

- o Desnaturalización e hibridación (Desnat & Hib),
- o Sólo hibridación (Sólo hib) o
- o Temperatura fija (Temp Fija).

Seleccione tipo de PGM Desnat & Hib Sólo hib Temp Fija

La programación es sencilla. Seleccione el tipo de programa, y siga las opciones de pantalla para introducir los tiempos de ejecución y las temperaturas deseadas. SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer mantiene las temperaturas establecidas durante la duración del proceso.

Nota: Al final del programa la pantalla mostrará "**Proceso completado**". La temperatura se mantendrá y el temporizador continuará contando hasta que se acepte "**Finalizar PGM/Menú principal**" pulsando la tecla "**Intro**".

Nota: Si se han usado los 40 números correspondientes a los programas, la línea "**Crear un PGM**" del Menú principal ya no aparecerá más. Los programas ya existentes pueden ser editados; consulte "Edición de un programa".

Selección de caracteres







- SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer permite la asignación de nombres a los programas. El cursor resalta la posición del primer carácter del nombre.
- Use las teclas de cursor para desplazarse por el conjunto de caracteres y pulse la tecla "**Intro**" para aceptar cada carácter.
- Deberán usarse los 10 espacios disponibles para caracteres y se admiten los espacios en blanco. Pulse la tecla "Intro" para aceptar espacios en blanco.
- Para los caracteres numéricos utilice las teclas 0-9.

Creación de un programa de desnaturalización e hibridación (Desnat & Hib)

Desde la pantalla principal, use las teclas de cursor para desplazarse hasta "Crear un PGM" y pulse la tecla "Intro" para aceptar.

El cursor resaltará la línea "Desnat & hib"; pulse la tecla "Intro" para aceptar.

SPOT-Light® CISH™ Hybridizer avanzará hasta el siguiente número de programa disponible.

PGM 01 nombre Introduzca: Temp Tiempo Desnat: °C :00 Hib: °C 00:00

(Consulte Selección de caracteres para obtener más información sobre el funcionamiento del teclado.)

El cursor avanzará hasta "**Temp de Desnat**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor de la temperatura en grados Celsius (50-99°C).

El cursor avanza hasta "**Tiempo de Desnat**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor del tiempo (0-30).

El cursor avanza hasta "**Temp de hib**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor de la temperatura en grados Celsius (30-70°C). Para una hibridación a temperatura ambiente introduzca dos dígitos con el valor 00.

El cursor avanza hasta "**Tiempo de hib**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor del tiempo en horas (0-99) seguido de dos dígitos correspondientes a los minutos (0-59).

La pantalla mostrará ahora los valores introducidos en el programa. El cursor resaltará la línea "**Intro para aceptar**".

Desnat: 82°C :05 Hib: 45°C 20:00 INTRO para aceptar STOP para abortar

Pulse la tecla "**Intro**" para aceptar los valores del programa, pulse la tecla "**Retroceso**" para volver a la pantalla anterior y modificar los valores del programa, o pulse la tecla "**Stop**" para abortar.

Creación de un programa sólo de hibridación (Sólo hib)

Desde la pantalla principal, use las teclas de cursor para desplazarse hasta "Crear un PGM" y pulse la tecla "Intro" para aceptar.

SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer avanzará hasta el siguiente número de programa disponible.

PGM 02 nombre
Introduzca: Temp Tiempo
Hib: °C 00:00

(Consulte Selección de caracteres para obtener más información sobre el funcionamiento del teclado.)

El cursor avanza hasta "**Temp de hib**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor de la temperatura en grados Celsius (30-70°C). El aparato permite una temperatura de 30°C o la temperatura ambiente + 5°C (la que sea mayor) como la temperatura de hibridación mínima. Para una hibridación a temperatura ambiente introduzca dos dígitos con el valor 00.

El cursor avanza hasta "**Tiempo de hib**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor del tiempo en horas (0 - 99) seguido de dos dígitos correspondientes a los minutos (0-59).

La pantalla mostrará ahora los valores introducidos en el programa. El cursor resaltará la línea "**Intro para aceptar**".

PGM 02 EBV Hib: 55°C 01:30 INTRO para aceptar STOP para abortar

Pulse la tecla "**Intro**" para aceptar los valores del programa, pulse la tecla "**Retroceso**" para volver a la pantalla anterior y modificar los valores del programa, o pulse la tecla "**Stop**" para abortar.

Creación de un programa de temperatura fija (Temp Fija)

Desde la pantalla principal, use las teclas de cursor para desplazarse hasta "Crear un PGM" y pulse la tecla "Intro" para aceptar.

Use las teclas de cursor para desplazarse hasta la línea "Temp fija" y pulse la tecla "Intro" para aceptar.

SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer avanzará hasta el siguiente número de programa disponible.

PGM 03 nombre Introduzca temp Fija: °C

(Consulte Selección de caracteres para obtener más información sobre el funcionamiento del teclado.)

El cursor avanza hasta "**Temp fija**". Con el teclado numérico introduzca dos dígitos para el valor de la temperatura en grados Celsius (30-99°C). El aparato permite una temperatura de 30°C o la temperatura ambiente + 5°C (la que sea mayor) como la temperatura de hibridación mínima. Para una hibridación a temperatura ambiente introduzca dos dígitos con el valor 00.

La pantalla mostrará ahora los valores introducidos en el programa. El cursor resaltará la línea "**Intro para aceptar**".

PGM 03 Apl Fija: 65°C INTRO para aceptar STOP para abortar

Pulse la tecla "Intro" para aceptar los valores del programa, pulse la tecla "Retroceso" para volver a la pantalla anterior y modificar los valores del programa, o pulse la tecla "Stop" para abortar.

Edición de un programa

Desde la pantalla principal, Use las teclas de cursor para desplazarse hasta "Editar un PGM" y pulse la tecla "Intro" para aceptar.

Con las teclas de cursor desplácese por los números del 1 al 40 ó por los nombres de los programas. Si no se ha guardado ningún programa, consulte la sección de programación de este manual. Para aceptar pulse la tecla "Intro".

PGM 04 HPV 92°C :05; 37°C 16:00 Desnat & Hib Menú principal

El cursor resalta el tipo de programa existente: "Desnat & Hib", "Sólo hib" o "Temp fija". Pulse "Intro" para aceptar el tipo de programa existente o utilice las teclas de cursor para desplazarse a un tipo diferente de programa. Pulse la tecla "Intro" para aceptar.

Utilice valores numéricos para introducir nuevos valores de temperatura y/o tiempo. Los procedimientos y límites son los mismos que existen al crear un programa.

Nota: SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer permite introducir y almacenar 40 programas. Una vez utilizados todos los números de los programas, deberá editarse un programa ya existente.

Mantenimiento

Perspectiva general

Invitrogen recomienda que los operadores del equipo efectúen inspecciones periódicas y un mantenimiento preventivo en todos los equipos Invitrogen. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Invitrogen o con su distribuidor si, en cualquier momento, el instrumento no funciona debidamente.



PRECAUCIÓN - Desconecte el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer de la toma de corriente mural antes de efectuar el mantenimiento.



ADVERTENCIA - No exponga el SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer a ácidos o bases concentrados o fuertes, ésteres, hidrocarburos aromáticos o halogenados, cetonas o agentes oxidantes fuertes.

Limpieza

SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer se suministra con una barra para colocar los portaobjetos extraíble. Para retirarla, tire de esta barra liberando la parte superior de su compartimento (dispone de un muelle que la mantiene en posición). Levante la barra de colocación de los portaobjetos y extráigala del soporte con muelle ubicado al fondo. Colóquela sobre la superficie de trabajo. Limpie las superficies externas y el panel que cubre los interruptores con un paño humedecido con agua y un detergente suave. Limpie la superficie interna con un detergente suave, y si es necesario, con desinfectante, limpiando las superficies con un paño humedecido con alcohol al 70% o con solución de lejía al 10%. NO UTILICE materiales ásperos y abrasivos (p. ej. Scotch Brite), ya que arañaría la superficie de calentamiento.

El filtro del ventilador, situado en la parte inferior del SPOT-Light[®] CISH™ Hybridizer deberá enjuagarse con aqua y secarse con aire si fuera necesario.

Reparaciones

No hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Consulte siempre con personal técnico cualificado. Consulte la garantía del Invitrogen para más detalles. Compruebe que cumplimenta y envía la tarjeta de garantía según se indica.

Descontaminación antes de la entrega para reparación

Cualquier instrumento o accesorio que contenga sangre acumulada o cualquier otro depósito biológico o químico debe ser limpiado antes de enviarlo al fabricante o al distribuidor para su reparación. Esta descontaminación es obligatoria según la Ley federal (títulos 48 y 49 de las Normas federales) y está de acuerdo con las normas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente relativas al Tratamiento de Residuos con Riesgo de Peligro Biológico. El personal de

Invitrogen no puede efectuar esta descontaminación.

Solución de problemas

La unidad no se enciende o no hay corriente	Compruebe que ambos extremos del cable están enchufados. Verifique los fusibles situados en el panel trasero junto al interruptor de encendido. Sustituya con otro del mismo tipo y valor.
Los portas muestran pobres resultados	Compruebe el protocolo seleccionado con la sonda recomendada por el fabricante. Verifique que las tiras humectantes están situadas correctamente y húmedas. Asegúrese de que la junta estanca de la cubierta está bien colocada. Asegúrese de que la placa se calienta. Compruebe que la tapa se cierra correctamente. Compruebe que la salida y entrada de aire no está obstruida.
No puede leer la pantalla	Deje que la unidad alcance la temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Invitrogen.
La temperatura mostrada en la pantalla no concuerda con la temperatura de la superficie de los portaobjetos.	Limpie la placa calefactora, sustituya los portaobjetos por otros limpios.
No puede establecer una temperatura superior a 70°C	Verifique el modo de programa, ya que no puede exceder los límites establecidos. Compruebe los límites en la sección de programación.
No puede encontrar la opción "Crear un programa"	Se han almacenado más de 40 programas. Únicamente podrá editar uno ya existente.
El teclado no funciona correctamente.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Invitrogen.
Error por temperatura elevada	Compruebe en la zona inferior de la unidad que el ventilador no está obstruido. Compruebe que la unidad está situada a una distancia mínima de la pared de 12" (30 cm).

Apéndice

Apéndice A - Especificaciones

N° de producto	76-2000	76-2001	
Capacidad	Hasta 12 portaobjetos		
Tiempo de procesado	0-	-100 horas	
Número de programas	40		
Tiempo de rampa	37 – 95°C en menos de 3 minutos		
Tiempo de enfriamiento	95 - 45°C en menos de 6 minutos		
Electricidad	120 VAC @ 3.0 A	240 VAC @ 1.6A	
Dimensiones	Fondo 45,1 cm		
	Anchura 22,8 cm		
	Altura 14,6 cm		
	Peso 8,5 kg		
Medioambientales	Uso en interiores		
	Altitud hasta 2.000 m		
	Temperatura de 15 a 40°C		
	Humedad máxima relativa 80% para temperaturas de hasta 15°C, que se reduce linealmente hasta el 50% de humedad relativa a 40°C.		
	Las fluctuaciones máximas del voltaje no deben superar el ± 10% de voltaje nominal		
	Sobretensión transitoria según la categoría de instalación II		
	Grado de contaminación 2		

Bibliografía

- NCCLS. "Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline-Second Edition." NCCLS document M29-A2 [ISBN 1-56238-453-8]. NCCLS, 940 West Valley Rd, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2001.
- CDC. Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings. MMWR (Suppl. No. 2S):2S-18S, 1987.
- 3. CDC. Updated: US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HBV, HCV and HIV and Recommendations for Post Exposure Prophylaxis. Appendix A and B. MMWR 50 (RR-11): 1-42, June 29, 2001.
- NCCLS. Fluorescence in situ Hybridization (FISH) Methods for Genetics; Approved Guideline. NCCLS document MM7-A (ISBN 1-56238-524-0). NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004.

invitrogen®

Corporate Headquarters 1600 Faraday Avenue Carlsbad, CA 92008 Numero gratuit (pour les Etats-Unis seulement): +1 800 955 6288 T: +1 760 603 7200 F: +1 760 602 6500 www.invitrogen.com

EC REP

European Headquarters Invitrogen Ltd Inchinnan Business Park 3 Fountain Drive Paisley PA4 9RF, UK T: +44 (0) 141 814 6100 F: +44 (0) 141 814 6117 E: eurotech@invitrogen.com Hecho en USA

55-005397-006 Rev. A

Garantía de Invitrogen

Invitrogen garantiza que los instrumentos están libres de defectos de material y de fabricación, para su uso normal y su mantenimiento, durante un período que expira después de doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, siempre y cuando el comprador haya cumplimentado y enviado la Tarjeta de registro de la garantía de Invitrogen. Invitrogen reparará o sustituirá, a su criterio, cualquier unidad que esté cubierta por esta garantía y que sea devuelta a Invitrogen previo pago de los gastos de envío. Los instrumentos reparados o sustituidos bajo esta garantía llevan solamente la parte restante de la garantía original, y las reparaciones no interrumpen ni prolongan dicha garantía. Consulte a su Distribuidor Autorizado de Invitrogen para conocer los términos y condiciones de garantía fuera de los EEUU.

Ninguna garantía extendida por Invitrogen se aplicará a ningún instrumento que haya sido dañado debido a uso indebido, negligencia, accidente o daño resultante de reparaciones no autorizadas, alteraciones o instalación inadecuada.

Invitrogen no establece ninguna otra garantía diferente a la establecida aquí. Esta garantía se ofrece expresamente en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita. El comprador está de acuerdo en que no hay garantía de comerciabilidad o de adecuación para cualquier otro fin previsto y que no existe ningún otro remedio o garantía, explícito o implícito, que se extienda más allá de la descripción a la vista de este acuerdo. Ningún agente ni empleado de Invitrogen está autorizado a extender ninguna otra garantía ni a asumir en lugar de Invitrogen ninguna otra responsabilidad salvo la expresada más arriba. Esta garantía sólo se aplica al comprador original.

Limitación de responsabilidades

Invitrogen no se hará responsable de ninguna pérdida de utilidad, ingresos o beneficios previstos, o de ningún daño consecuente o incidental que se produzca por la venta o el uso de los productos. El comprador será considerado responsable de cualquier reclamación, pérdida o daño derivado del uso correcto o incorrecto del equipo Invitrogen por parte del comprador, sus empleados u otras personas, tras la recepción del instrumento u otros artículos.